

Terméktanúsítvány			
Terméknév	Részecskeszűrő arcmaszk (nem alkalmas orvosi használatra)		
Márka	LEIKANG	Modell	LK-088-1
Európai szabvány	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR		
Anyag	42,1% PP – nem szőtt szövet 31,6% PP – »melt-blown« szövet 26,3% "hot air" pamut		
Tárolási feltételek	Hőmérséklet -20°C-tól +30°C-ig Páratartalom < 80 %		
A gyártás dátuma	Lásd a csomagoláson		
Tételszám (tétel)	Lásd a csomagoláson		
Minőségellenőrzés	QC03	Alkalmazási időszak	2 év
<p>WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD No.89 Fengfang Road. Economic Development zone, Ouhai District, building No.21, 4th floor, Wenzhou City, Zhejiang Province China.</p>			

FFP2 hajtogatható maszk FFP2 részecskeszűrő arcmaszk - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Gyártó:

WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD
Room 401, 4th floor, building No.21, No.89 fengfang road,
Ouhai District, building No.21, 4th floor, Wenzhou City,
Zhejiang Province, China

Uniós importőr:

GreenSun Germany GmbH
Max-Planck-Str 36
61118 Bad Vilbel
Germany

JELLEMZŐK: Összehajtható arcmaszk, univerzális méret. Gumi a fülekre való rögzítéshez, és egy szabályozható drót orrcsipesz az optimális illeszkedés érdekében. NR - nem újrafelhasználható.

MEGJEGYZÉSEK: A maszkot csak a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ szerint szabad alkalmazni, mivel csak így érhető el a kívánt hatás. A maszkot ki kell cserélni, ha a légzés nehezzé válik, ha a maszk megsérült vagy úgy deformálódott, hogy az optimális záródás már nem biztosított. A maszk csak a munkahelyen előforduló folyékony és vizes aeroszolok elleni védelemre alkalmas. NR - nem újrafelhasználható: a maszkot nem szabad egy műszaknál tovább használni.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Nyissa ki a maszkot a fülre rögzíthető gumik széthúzásával.
2. Helyezze a maszkot az álla alá úgy, hogy a drótkapocs felfelé nézzen. Tűzze a fülgumikat a fülek mögé.
3. Nyomja a drótkapcsot az orrhoz úgy, hogy igazodjon az orr alakjához az optimális illeszkedés és szigetelés érdekében.
4. Ellenőrizze, hogy a maszk megfelelően van-e felszerelve. Fedje le a maszkot mindkét kezével, és lélegezzen ki erőteljesen. Ha az orrcsipeszből levegő szívárog, újra szerelje fel (erősebbre kell szorítani). Ha a maszk helyén levegő szívárog, állítsa be a fülgumikat, hogy a maszk jobban illeszkedjen az arcformájához. Ismétlje meg ezt a folyamatot, amíg a maszk megfelelően nem illeszkedik.

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Az utasítások vagy korlátozások be nem tartása csökkentheti a maszk hatékonyságát, és sérülést vagy akár halált is okozhat.
2. A gondosan kiválasztott maszk elengedhetetlen az egészség védelme érdekében. A maszk használata előtt ellenőrizze a megfelelő helyen, hogy a maszk megfelel-e a meghatározott védőhatással való használat követelményeinek.
3. A maszk nem szolgáltat oxigént, így használata a környező légkör függvénye. Csak megfelelően szellőztetett helyiségekben használja. Ne használja, ha a környezet oxigéntartalma 17%-nál kevesebb (oxigénhiány). Ne használja a maszkot robbanásveszélyes légkörben.
4. Ez a termék nem véd a gázok és gőzök ellen.
5. A maszkot tilos használni ott, ahol a káros anyagok koncentrációja közvetlen veszélyt jelent az egészségre vagy az életre.
6. Azonnal hagyja el a munkaterületet, ha a) légzési nehézségei vannak, b) szédül vagy fáradtnak érzi magát.
7. A szakáll, az arcszőrzet, a haj és a különleges arcformák befolyásolhatják a maszk hatékonyságát.
8. A maszkot nem szabad megváltoztatni vagy módosítani.
9. A maszk csak egyszeri használatra tervezett. Karbantartásra nincs szükség. Használat után megfelelő módon dobja ki.
10. A maszk egy személy általi használatra tervezett, ellenkező esetben nem zárható ki a mikroorganizmusok, vírusok vagy más biológiai anyagok átvitele.
11. A maszkokat használatig a védőcsomagolásban, közvetlen napfénytől védve tárolja.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.futunatura.hu/maszkok-ffp-2

Az egyéni védőfelszerelési rendeletnek való megfelelés megállapításában részt vevő bejelentett szervezet neve, címe, azonosító száma: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n E - 08193 Bellaterra (Barcelona), 0370
A maszkok megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek és az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak.